



תאריך: _____

-- טופס בקשת בדיקה --

מעבדת כלבת

גורם שולח: כללית/ לאומית/ בית- חולים _____

טלפון/ פקס: _____

שם וחתימת הרופא השולח: _____

פרטים אישיים:

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז: _____
מין: זכר/ נקבה תאריך לידה: _____ עיר מגורים: _____

תאריך תחילת המחלה: _____

היסטוריה קצרה וסימנים קליניים: _____

מקור הדגימה:

- דם
- רוק
- CSF
- ביופסיית עור
- מח

תאריך לקיחתה: _____

מספר הדגימה: _____

הנחיות הדיגום מצורפות בעמוד השני לטופס זה.

בדיקות נדרשות:

- אבחון נגיף – real time PCR
- סרולוגיה

באחריות הגורם המפנה לקבל הסכמה מדעת של המטופל כמוגדר בחוק זכויות החולה תשנ"ו 1996



הנחיות ללקיחה, משלוח ושינוע דגימות לאבחון נגיף כלבת בבני אדם

דוגמאות למשלוח:

לפני מוות

1. **רוק** - נגיף הכלבת מופרש ברוק לסירוגין, לכן יש לאסוף 3-4 דגימות רוק בזמנים שונים לאחר תחילת הופעת סימנים קליניים. כל דגימה צריכה להכיל 2-5 מ"ל **רוק מהלוע** (איסוף מהקנה אינו מתאים). במידה ואין רוק יש לבצע גירוי, שטיפת הפה עם מים ואיסוף נוזלים.
2. **נסיוב ונוזל שדרתי (CSF)** - 1 מ"ל נסיוב ונוזל שדרתי במבחנה ללא הוספת חומרים משמרים.
3. **ביופסיית עור מאזור העורף** – יש לקחת ביופסיית עור בקוטר 6 מ"מ מאזור העורף בגבול השיער. הביופסיה צריכה להחיל לפחות 10 זקיקי שיער ועמוקה דייה שתכיל עצבי עור של זקיקי השיער.

לאחר המוות

כל האמור לעיל (דגימות לפני מוות) ובנוסף ביופסיית מח.

אופן שליחה הדוגמאות

לכל משלוח יש למלא טופס ייעודי.
יש לסמן על כל מבחנה – תאריך דגימה, מהות החומר ופרטים מזהים של הנבדק.
יש לשלוח כ 1 מ"ל דגימת סרום מופרד.
הדוגמאות צריכות להישלח במבחנות אטומות ללא חומרים משמרים.
ניתן לשמור את הדגימות בקירור (במקרר, 4-8 מעלות) עד שלושה חודשים.
תוצאות מתקבלות עד 20 ימים.

קבלת דוגמאות במכון הווטרינרי מתבצעת 24 שעות ביממה.
בשעות העבודה 7:30-15:30 על ידי חדר הקבלה של המכון הווטרינרי.
לאחר 15:30 ועד 7:30 למחרת בבוקר על ידי רופא תורן.

כתובת למשלוח הדגימות:

המעבדה לכלבת, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון
רח' דרך המכבים, בית דגן
50250, ת.ד 12

טלפונים

המעבדה לכלבת: 03-9681755
חדר קבלה: 03-6981630 שלוחה 2
רופא תורן: 0506241290