

**בדיקות המבוצעות במרכזים הארציים**

שם המרכז הארצי	שם הבדיקה	שיטת הבדיקה	קוד CPT	החומר הנבדק/סוג הדגימה	מסמך הייחוס	הנחיות נטילה ושינוע	טפסי נטילה/טפסים נלווים	טווח תוצאות	זמן לקבלת תשובה
מיקובקטריה	M. הגדרה של tuberculosis complex אשר בודדו מדגימות קליניות	GenoType HAIN RRM מבחנים ביוכימיים	8711 8	גזע של <i>M. tuberculosis</i>	הנחיות למעבדות שחפת חוזר <a href="http://www.hain-lifescience.de/en/products/microbiology/mycobacteria.html">http://www.hain-lifescience.de/en/products/microbiology/mycobacteria.html</a>	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	הגדרת וריאנט	בהתאם לסוג הגזע ומצב הצמיחה שלו
	טיפול בדגימות לבידוד חיידקי מיק ובקטריה ומעקב צמיחה בתרבית	תרבית לבידוד חיידקי מיקובקטריה	8711 6	דגימות קליניות או סביבתיות	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	תרבית שלילית/חיובית	שלילי 7 שבועות של צמיחה של מיקובקטריה-הודעה ללקוח
	בדיקה מיקרוסקופית לגילוי ואפיון חיידקים יציבי חומצה	(Z.N.) Ziehl Neelsen	כחלק מ-8711 6	דגימות קליניות או סביבתיות	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	שלילי/חיובי	מיקרוסקופיה חיובית תוך 24 שעות מקבלת הדגימה למעט ימי חמישי וערבי חג
	MTB/RIF	GeneXpert	L712 0	דגימות קליניות או סביבתיות	הנחיות למעבדות שחפת חוזר <a href="http://www.cepheid.com/en/cepheid-solutions-uk/clinical-ivd-tests/critical-infectious-diseases/xpert-mtb-rif">http://www.cepheid.com/en/cepheid-solutions-uk/clinical-ivd-tests/critical-infectious-diseases/xpert-mtb-rif</a> <a href="http://www.cepheid.com/res.com/tb/index.php/cepheid-solution">http://www.cepheid.com/res.com/tb/index.php/cepheid-solution</a>	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	שלילי/חיובי ורגישות לריפמפיצין	1-4 ימים

שם המרכז הארצי	שם הבדיקה	שיטת הבדיקה	קוד CPT	החומר הנבדק/סוג הדגימה	מסמך הייחוס	הנחיות נטילה ושינוע	טפסי נטילה/טפסים נלווים	טווח תוצאות	זמן לקבלת תשובה
מיקובקטריה	מבחני רגישות של חיידקי מיק ובקטריה לתרופות אנטישחפתיות	RRM SIRE/PZA קיט: MGIT (גזע שחפת בלבד)	8719 0	גזע של <i>M. tuberculosis</i> או גזע NTM	<a href="http://www.bd.com/ds/productCenter/MT-BactecMgit960Media.asp">http://www.bd.com/ds/productCenter/MT-BactecMgit960Media.asp</a>  <a href="http://www.bd.com/ds/technicalCenter/promotionalFlyers/ss-MGIT_PZA.pdf">http://www.bd.com/ds/technicalCenter/promotionalFlyers/ss-MGIT_PZA.pdf</a>  <a href="http://www.bd.com/ds/productCenter/245115.asp">http://www.bd.com/ds/productCenter/245115.asp</a>	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	רגיש/יציב/גבולי	בהתאם לסוג הגזע ומצב הצמיחה שלו
	אפיין מולקולארי של חיידקי שחפת	Spoligotyping		גזע של <i>M. tuberculosis</i>	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	הנחיות למעבדות שחפת חוזר			בהתאם לחקירה הנדרשת
	אפיין מולקולארי של חיידקי שחפת	MIRU-VNTR		גזע של <i>M. tuberculosis</i>	הנחיות למעבדות שחפת חוזר	הנחיות למעבדות שחפת חוזר			בהתאם לחקירה הנדרשת
טוקסופלסמוזיס	תבחין Sabin Feldman	Dye test	6776 L	נסיוב, נוזל עין CSF		נוהל קבלת דגימות קליניות טופס 2-TCDTX	מספר טופס 1-TCDTX	שלילי-העדר נוגדנים כנגד הטפיל. חיובי-יש נוכחות נוגדנים. התשובה כמותית ב-IU/ml	10 ימי עבודה
	זיהוי מולקולרי של <i>Toxoplasma gondii</i> בנוזלי גוף וברקמות	real time PCR	7154 L	נוזלי גוף ורקמות		נוהל קבלת דגימות קליניות טופס 2-TCDTX	מספר טופס 1-TCDTX	שלילי-אין זיהוי של dna של הטפיל בדגימה. חיובי-יש זיהוי של dna ומדובר בהדבקה טריה או ראקטיביציה.	3-7 ימי עבודה
	שינוי בכייל הנוגדנים	Dye test	7014 0	נסיוב		נוהל קבלת דגימות קליניות טופס 2-TCDTX	מספר טופס 1-TCDTX	שלילי-לא היתה חשיפה לטפיל. חיובי-יש נוגדנים ספציפיים	10 ימי עבודה

שם המרכז הארצי	שם הבדיקה	שיטת הבדיקה	קוד CPT	החומר הנבדק/סוג הדגימה	מסמך הייחוס	הנחיות נטילה ושינוע	נטילה/טפסים נלווים	טווח תוצאות	זמן לקבלת תשובה
								כנגד הטפיל. הבדיקה מתבצעת על שתי דגימות נסיוב עוקבות בהפרש של לפחות שבועיים באותה הרצה.	
טוקסופלסמוזיס	אימות הדבקה בטוקסופלסמה	Sabin Feldman, TXM, TXC	L6777	נסיוב		נוהל קבלת דגימות קליניות טופס 2-TCDTX	מספר טופס 1-TCDTX	בהתאם לסוג הבדיקה. תוצאות סבין פלדמן: כפי שהוסבר מעלה. תוצאות TXM: שלילי, גבולי, חיובי. תוצאות תבחין TXC - שלילי או חיובי. התבחין מתבצע רק לדגימות שליליות בסבין פלדמן.	10 ימי עבודה
	תבחין IgG Avidity להערכת מועד ההדבקה בטפיל הטוקסופלסמה	VIDAS	L6778	נסיוב		נוהל קבלת דגימות קליניות טופס 2-TCDTX	מספר טופס 1-TCDTX	Low, High, Intermed	10 ימי עבודה
	תבחין לזיהוי נוגדני IgM ספציפי לתינוקות בשיטת ISAGA	immunosorbent agglutination	70137	נסיוב		נוהל קבלת דגימות קליניות טופס 2-TCDTX	מספר טופס 1-TCDTX	שלילי, גבולי, חיובי	10 ימי עבודה
עגבת	תבחין ספציפי לעגבת	ELISA		נסיוב	<a href="http://www.lab21.com/syphiliseiata">http://www.lab21.com/syphiliseiata</a>	נוהל קבלת דגימות קליניות		חיובי/שלילי	10 ימים
	תבחין ספציפי לעגבת	TPHA		נסיוב	<a href="http://www.axis-shield.com/Axis-Shield-RPR">http://www.axis-shield.com/Axis-Shield-RPR</a>	נוהל קבלת דגימות קליניות		חיובי/שלילי	10 ימים
	תבחין שאינו ספציפי לעגבת	VDRL		נסיוב	<a href="http://www.bd.com/ds/productCenter/240765.asp">http://www.bd.com/ds/productCenter/240765.asp</a>	נוהל קבלת דגימות קליניות		חיובי+כייל/שלילי	10 ימים

שם המרכז הארצי	שם הבדיקה	שיטת הבדיקה	קוד CPT	החומר הנבדק/סוג הדגימה	מסמך הייחוס	הנחיות נטילה ושינוע	טפסי נטילה/טפסי ם נלווים	טווח תוצאות	זמן לקבלת תשובה
גונוריה	בידוד זיהוי בקטריוולוגי וביוכימי של חיידקי <i>Neisseria gonorrhoeae</i> בתרבית בדיקת רגישות לתרופות אנטיביוטיות			תרביות		נוהל קבלת דגימות קליניות		חיובי/שלילי	עד 7 ימים
								רגיש/יציב/גבולי	
	אבחון גונוריה	GeneXpert RT-PCR		שתן		נוהל קבלת דגימות קליניות		חיובי/שלילי	3 ימים
כלמידיה	אבחון כלמידיה	GeneXpert Real Time-PCR		שתן/משטח	<a href="http://www.cepheid.com/us/cepheid-solutions/clinical-ivd-tests/sexual-health/xpert-ct-ng#orderinginfo">http://www.cepheid.com/us/cepheid-solutions/clinical-ivd-tests/sexual-health/xpert-ct-ng#orderinginfo</a>	נוהל קבלת דגימות קליניות		חיובי/שלילי	7 ימים
	אפיון מולקולרי	MLST+ompA Sequencing		שתן/משטח	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3486246">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3486246</a>	נוהל קבלת דגימות קליניות		Seq.Type/Genovar	14 יום