

מספר טופס: TCDTX-2	מקושר לנוהל קבלת דגימות קליניות 300001	מעדכנת/מאשרת: אירנה
דף מס': 1	מתוך: 1	תאריך תחולה: 03.04.13



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

שרותי בריאות הציבור
המעבדה הארצית לבריאות הציבור
The National Public Health Laboratory

המרכז הארצי לטוקסופלסמוזיס - דרישות לאופן הנטילה, המשלוח והשינוע של הדגימות

- יש לרשום את שם החולה ומספר הדגימה על גבי מבחנת הדגימה והטופס הנלווה.
- יש לשלוח את הדגימה בליווי טופס נלווה ובו כל הפרטים הנדרשים, כולל אישור למשלוח תוצאות בפקס (כמפורט בטופס).
- יש לצרף טופס התחייבות כספית מתאים לבדיקה המבוקשת.

לא תשלחנה תוצאות לדגימות שיגיעו ללא טפסים ו/או שפרטי הנבדק ו/או פרטי המעבדה השולחת

לא תועדו בטופס הנלווה לדגימה.

משלוח דגימות לבדיקות סרולוגיות:

סוג הדגימה	נפח נדרש
נסיוב	לפחות 3 מ"ל
נוזל עין במבחנה סטרילית	לפחות 0.2 מ"ל
נוזל שידרה במבחנה סטרילית	לפחות 0.2 מ"ל

- לאחר הנטילה, יש לשמור את הדגימה **בקירור** (4° C).
- יש להעביר את הדגימה למעבדה בקירור **תוך 5 ימים** לכל היותר ממועד הנטילה. מעבר ללוח זמנים זה, יש לשמור את הדגימה **בהקפאה** בטמ'פ של 20° C- ולהעבירה אלינו קפואה.
- במקרה של תינוק** - יש לשלוח נסיובים של התינוק והאם יחד.
- יש לשלוח נוזל שידרה ונוזלי עין יחד עם נסיוב, שנלקח באותו יום.

משלוח דגימות לבדיקות Real Time PCR: יש לתאם מראש משלוח דגימה בטל: 03-5158672

סוג הדגימה	נפח/כמות נדרשים	דרישות נוספות
מי שפיר	5 מ"ל לכל הפחות	במבחנה סטרילית או במזרק מקורי
דגימת דם עוברי (דם מלא)	לא פחות מ 1 מ"ל	במבחנת EDTA (או במבחנת ציטראט)
דגימות של נוזל שידרה ונוזלי עין	לפחות 0.2 מ"ל	יש לשלוח יחד עם דגימת נסיוב או לצרף תוצאות סרולוגיות מתאימות.
חלקי רקמה	20 מ"ג לפחות	במבחנה סטרילית המכילה Saline פקוקה היטב למניעת התייבשות

- אין להקפיא ואין להוסיף חומר** משמר לרקמות ולנוזל גוף, המיועדים לבדיקת RT-PCR, למעט במקרה של ביופסיות.
- לאחר הנטילה, יש לשמור את הדגימה **בקירור** (4° C).
- יש להעביר את הדגימה למעבדה בקירור **תוך 24-48 שעות** ממועד הנטילה.

דגימה שנלקחת בימי ה' אמורה להגיע למעבדה עד השעה 14.00 בתיאום מראש.