

# המעבדה המרכזית לנגיפים

עמוד: 1 מתוך: 1	תחולה: 01/05/2026	הנחיות נטילה ושינוע	DVQ-07.5/03
-----------------	-------------------	---------------------	-------------

אושר על ידי: נאוה צורי בתאריך: 28/04/2026

## הנחיות נטילה ושינוע

הערות כלליות:

המעבדה לנגיפים עובדת בימים ראשון עד חמישי בשעות 8.00-16.00

✓ דגימות שלא נלקחו כנדרש או נשלחו בתנאים לא מתאימים עלולות לתת תוצאות שגויות. נפח קטן מדי עלול לתת תוצאות שגויות (False Negative) ובמקרים מסוימים לא ניתן לבצע כלל.

✓ **משטחים יש לדגום בערכה מסחרית ייעודית לבדיקת נגיפים המכילה מבחנה עם מצע נוזלי ומטושים. משטחים באגר לא יבדקו!**

✓ עדיף לשלוח דגימת צואה ולא משטח צואה

✓ את הדגימות יש להעביר למעבדה במהירות האפשרית בקירור.

את הדגימות יש לשלוח באופן הבא:

חומר דגימה	כלי קיבול ונפח נדרש	זמן שמירה	נגיפים נבדקים בשגרה
דם לסרולוגיה	מבחנה כימית (עם גיל) (על פי רוב פקק צהוב) עם 5 מ"ל דם	הגעה למעבדה תוך 24 שעות	CMV, Dengue, EBV, HHV-6, HHV-8, HSV, Measles, Mumps, Parvo B19, Polio, Rubella, Sand Fly Viruses, VZV, WNV, Zika
נסיוב (מופרד) לסרולוגיה	מבחנת פלסטיק סטרילית עם 1-3 מ"ל (לפחות 0.3 מ"ל לנגיף)	עד 3 ימים מעל 3 ימים - בתיאום עם המעבדה	
דם מלא ל PCR/ עמידות לתרופות	מבחנה עם EDTA (מבחנת ספירה) עם 2-5 מ"ל. לבדיקות HIV והפטיטיס 10 מ"ל	הגעה למעבדה תוך 24 שעות מזמן הלקיחה	Adeno, BKV, CMV, EBV, HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HIV, HHV-6, HHV-8, HSV, JCV, Parvo B19, VZV, Zika
פלסמה מופרדת לבדיקת עומס נגיפי ל HIV/ עמידות לתרופות	מבחנת פלסטיק סטרילית עם 5 מ"ל	עד 7 ימים	HIV
מח עצם (יישלח רק בצירוף דם מלא)	מבחנה עם EDTA (מבחנת ספירה) עם 5 מ"ל	הגעה למעבדה תוך 24 שעות מזמן הלקיחה נא לציין בבירור על הטופס: "מוח עצם"	Parvo B19
BAL	מבחנה סטרילית עם 3-5 מ"ל	הגעה למעבדה בהקדם האפשרי עד 48 שעות	CMV, Herpes Panel, HHV-6, Respiratory Panel נגיף אחר- בתיאום מראש בלבד
NPS, כיח, שטיפת אף	מבחנה סטרילית עם 1 מ"ל	הגעה למעבדה בהקדם האפשרי עד 48 שעות	Respiratory Panel, hMPox
רוק לבדיקת חזרת משטחים מאף, גרון, עיניים, פצע, רקטום, אברי מין, אבעבועה, נגע, שלפוחית רוק לבדיקת CMV	מבחנה סטרילית עם לפחות 0.2 מ"ל	הגעה למעבדה עד 48 שעות	Mumps
צואה	מיכל פלסטי סטרילי עם נפח של 1cm <sup>2</sup> לפחות	הגעה למעבדה בהקדם האפשרי עד 48 שעות בקירור, למעט רוק לבדיקת ו CMV ומשטח גרון לחצבת עד 24 שעות.	Adeno, CMV, Entero, HSV, VZV, hMPox, Orf virus, Respiratory Panel נגיף אחר – בתיאום מראש בלבד
שתי	מיכל פלסטי סטרילי עם 5-10 מ"ל.	עד 7 ימים	Entero, Norovirus, Rota
מי שפיר	מיכל פלסטי סטרילי עם 2-5 מ"ל	ל CMV וחצבת – הגעה למעבדה תוך 24 שעות. לשאר הנגיפים הגעה למעבדה תוך 48 שעות.	BKV, CMV, Measles, WNV, Adeno, Zika
נוזל עמוד שדרה (CSF), נוזלי גוף (למשל: נוזל סינוביאלי, נוזל פריקרדאלי)	מבחנה סטרילית עם לפחות 0.5 מ"ל	הגעה למעבדה בקירור תוך 24 שעות	CMV נגיף אחר – בתיאום מראש בלבד
ביופסיה	מבחנה סטרילית עם לפחות 0.5 מ"ל	הגעה למעבדה בהקדם האפשרי עד 48 שעות	CMV, Dengue, Entero, HSV, VZV, HHV-6, JCV, Polio, WNV, Sand Fly Viruses נגיף אחר- בתיאום מראש בלבד
		בתיאום מראש בלבד. לכל נגיף תנאי לקיחה ומשלוח אחרים	

בכל שאלה או בירור ניתן לפנות לחדר קבלת דגימות: 03-5302388